

항키네신 경쇄 1 (Klc1) 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa용 - Q07866

품목 번호: CM0031062



소개

KLC1 토끼 pAb는 사람, 마우스, 래트 KLC1(UniProt Q07866)을 검출하며 WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 확인되었습니다. 소기관 수송에 관여하는 키네신 모터 단백질로, 신경과학 및 세포 내 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	키네신 경쇄 1 (KLC1) 토끼 pAb
비고/별칭	KLC; KNS2; KNS2A; 키네신 경쇄 1 (KLC1)
종	사람
GeneID (사람)	3831
GeneID	3831
면역원	사람 키네신 경쇄 1 (KLC1) (NP_005543.2)의 아미노산 261-560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q07866
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스백