

키네신 경쇄 1 (Klc1) 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q07866

품목 번호: CM0002446



소개

키네신 경쇄 1 (KLC1)을 표적으로 하는 웨스턴 블랏 및 ELISA용 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 래트와 교차 반응합니다. 소기관 수송 및 미세소관 모터 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	키네신 경쇄 1 (KLC1) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	KLC; KNS2; KNS2A; 키네신 경쇄 1 (KLC1)
종	인간
유전자 ID (인간)	3831
유전자 ID	3831
면역원	인간 키네신 경쇄 1 (KLC1) (Q07866)의 아미노산 450-550 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q07866
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스백