


항키니노젠 1 (Kng1) 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - P01042

품목 번호: CM0021422



소개

인간 키니노젠 1 (KNG1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다; 인간, 마우스, 래트 KNG1을 검출합니다. 응고 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	키니노젠 1 (KNG1) 토끼 pAb
비고/별칭	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; 키니노젠 1 (KNG1)
종	인간
유전자 ID (인간)	3827
유전자 ID	3827
면역원	재조합 단백질; 인간 키니노젠 1 (KNG1) (NP_000884.1)의 아미노산 148-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01042
단백질 분자량	72kDa
배송 방식	아이스 팩