


키니노젠 1 (Kng1)에 대한 토끼 다클론 항체 (Wb 적용 가능) - P01042

품목 번호: CM0013444



소개

인간 키니노젠 1 (KNG1)을 표적으로 하는 다클론 토끼 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 키니노젠을 검출하며 크기는 72 kDa입니다. 응고, 브래디키닌 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	키니노젠 1 (KNG1) 토끼 pAb
비고/별칭	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Kininogen 1 (KNG1)
종	인간
유전자ID (인간)	3827
유전자ID	3827
면역원	인간 키니노젠 1 (NP_000884.1)의 아미노산 148-427 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01042
단백질 분자량	72kDa
배송 방식	아이스 팩