


Anti-Kir2DL3 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P43628

품목 번호: CM0022141



소개

인간 KIR2DL3에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 검증을 완료했습니다. NK 세포 수용체 연구 및 면역 관문 연구에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIR2DL3 토끼 pAb
비고/별칭	p58, NKAT, GL183, NKAT2, CD158b, KIR2DL, NKAT2A, NKAT2B, CD158B2, KIR-K7b, KIR-K7c, KIR2DS5, KIRCL23, KIR-023GB, KIR2DL3
종	인간
GeneID (인간)	3804
GeneID	3804
면역원	인간 KIR2DL3의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_056952.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P43628
단백질 무게	38kDa
배송	아이스팩