

Wb, Fc, Elisa용 항-Kir2Dl4 단클론 항체 - Q99706

품목 번호: CM0007421



소개

인간 KIR2DL4에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 유세포 분석 및 ELISA에서 검증되었습니다. 이 수용체는 HLA-G에 결합하여 모태-태아 경계에서 면역 반응을 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIR2DL4 토끼 mAb
비고/별칭	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
종	인간
GeneID (인간)	3805
GeneID	3805
면역원	인간 KIR2DL4 (NP_002246.5)의 아미노산 24-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99706
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백