

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Kir3Ds1 다클론 항체 - Q14943

품목 번호: CM0025098

소개

KIR3DS1 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트 전반에서 NK 세포 수용체 CD158E2를 검출합니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학, ELISA에서 검증되었습니다. 선천성 면역 및 MHC 클래스 I 수용체 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                  |
| 제품명         | KIR3DS1 토끼 pAb                                                     |
| 비고/별칭       | KIR-G1, NKAT10, CD158E2, NKAT-10, KIR-123FM, KIR3DS1               |
| 종           | 인간                                                                 |
| 유전자 ID (인간) | 3813                                                               |
| 면역원         | 인간 KIR3DS1 (NP_001077008.1)의 아미노산 80-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                                 |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                             |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                   |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                        |
| SWISS       | Q14943                                                             |
| 단백질 분자량     | 42kDa                                                              |
| 배송 방식       | 아이스백                                                               |