

Wb, Elisa용 Anti-Kirrel 폴리클로날 항체 - Q96J84

품목 번호: CM0013109

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 KIRREL (NEPH1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 가집니다. 포도세포 생물학 및 사구체 여과 장벽 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIRREL Rabbit pAb
비고/별칭	NEPH1; KIRREL; NPHS23
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55243
GeneID	55243
면역원	인간 KIRREL (NP_060710.3)의 아미노산 17-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96J84
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백