

Anti-Kiss1 (Kisspeptin-1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q15726

품목 번호: CM0028956



소개

인간 KISS1 (Kisspeptin-1, HH13)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 교차반응. 생식 내분비학 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KISS1 Rabbit pAb
비고/별칭	HH13; KiSS-1; KISS1
종	인간
유전자 ID (인간)	3814
유전자 ID	3814
면역원	인간 KISS1 (NP_002247.3)의 아미노산 40-138에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15726
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩