

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Kitlg 폴리클로날 항체 - P21583

품목 번호: CM0030740



소개

인간 KITLG (SCF, MGF)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 줄기세포 생물학, 조혈 및 암 신호 전달 연구에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KITLG Rabbit pAb
비고/별칭	SF; MGF; SCF; SLF; DCUA; FPH2; FPHH; KL-1; Kitl; WS2F; SHEP7; DFNA69; KITLG
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4254
GeneID	4254
면역원	제조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P21583
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 백(Ice bag)