

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Kitlg 토끼 다클론 항체 - P21583

품목 번호: CM0019098



소개

인간 KITLG(SCF/c-Kit 리간드)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 조혈, 발생 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KITLG 토끼 pAb
비고/별칭	SF, MGF, SCF, SLF, DCUA, FPH2, FPHH, KL-1, Kitl, WS2F, SHEP7, DFNA69, KITLG
종	인간
유전자 ID(인간)	4254
면역원	인간 KITLG(NP_000890.1)의 26~214번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P21583
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩