


Wb, Elisa용 항-Klb 다클론 항체 - Q86Z14

품목 번호: CM0015857



소개

KLB 토끼 pAb, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스 및 랫드 베타-클로소(KLB)를 검출합니다. 재조합 단백질 면역원, 120kDa, FGF21 신호 전달 및 담즙산 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLB 토끼 pAb
비고/별칭	BKL; KLB
종	인간
유전자 ID (인간)	152831
유전자 ID	152831
면역원	인간 KLB (NP_783864.1)의 아미노산 720-990에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q86Z14
단백질 분자량	120kDa
배송 방식	아이스팩