

Wb 및 Elisa용 Anti-Klc2 토끼 다클론 항체 - Q9H0B6

품목 번호: CM0022455



소개

인간 KLC2(키네신 경쇄 2)를 표적으로 하며 마우스 및 랫드와 교차 반응하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 미세소관 기반 세포소기관 수송 및 신경퇴행성 질환에서의 리소좀 위치 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLC2 토끼 pAb
비고/별칭	KLC2; SPOAN
종	인간
유전자 ID(인간)	64837
유전자 ID	64837
면역원	인간 KLC2(NP_073733.1)의 아미노산 1~90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H0B6
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩