

Wb, Elisa용 Anti-Klf1 폴리클로날 항체 - Q13351

품목 번호: CM0014947



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 KLF1 토끼 폴리클로날 항체(pAb). 랫(Rat)과 교차 반응함. 적혈구 발생 및 전사 조절 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	KLF1 Rabbit pAb
비고/별칭	EKLF; EKLF/KLF1; KLF1
종(Species)	Human (사람)
GeneID (Human)	10661
GeneID	10661
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (Synthetic peptide)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Rat (랫)
SWISS	Q13351
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)