

Wb, Elisa용 항-Klf1 토끼 다클론 항체 - Q13351

품목 번호: CM0022347



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 KLF1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 적혈구 생성 및 태아-성체 글로빈 전환의 핵심 조절인자인 적혈구 전사인자 KLF1(38 kDa)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLF1 토끼 pAb
비고/별칭	KLF1; EKLF; CDAN4; HBFQTL6; INLU; 크루펠 유사 인자 1
종	인간
유전자 ID	10661
면역원	인간 KLF1(NP_006554.1)의 아미노산 211-311 내 서열에 상응하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q13351
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스백