

Wb, Elisa용 항Klf10 토끼 단일클론 항체 - Q13118

품목 번호: CM0006666



소개

인간 KLF10 (TIEG1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 시료와 반응합니다. 일주기 리듬 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	KLF10 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	EGRA, TIEG, TIEG1, EGR-alpha, KLF10
종	인간
유전자 ID (인간)	7071
유전자 ID	7071
면역원	합성 펩타이드 인간 KLF10 (Q13118)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13118
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩