

Wb, Elisa용 Anti-Klf11 폴리클로날 항체 - O14901

품목 번호: CM0023107

소개

인간 KLF11에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 반응. 전사 인자 연구, TGF-beta 신호 전달, 세포사멸 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLF11 Rabbit pAb
비고/별칭	FKLF; FKLF1; MODY7; TIEG2; Tieg3; KLF11
종	인간
GeneID (인간)	8462
GeneID	8462
면역원	인간 KLF11 (NP_003588.1)의 아미노산 13-107에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O14901
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백