

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Klf12 토끼 다클로날 항체 - Q9Y4X4

품목 번호: CM0023478

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 KLF12 토끼 pAb; 사람, 쥐 및 랫트 KLF12 (AP2REP)를 인식합니다. 전사 억제 및 AP-2-alpha 유전자 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLF12 토끼 pAb
비고/별칭	AP2REP; AP-2rep; HSPC122; KLF12
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	11278
면역원(Immunogen)	사람 KLF12 (NP_009180.3)의 아미노산 220-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y4X4
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)