

Anti-Klf14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Td94

품목 번호: CM0021391

소개

인간 KLF14(BTEB5)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응함. 예측 분자량 33 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLF14 Rabbit pAb
비고/별칭	BTEB5; KLF14
종	인간
GeneID (Human)	136259
GeneID	136259
면역원	합성 펩타이드: 인간 KLF14 (NP_619638.2)의 아미노산 200-300 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TD94
단백질 무게	33kDa
배송	아이스팩