

Anti-Klf15 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Uih9

품목 번호: CM0030309



소개

인간 KLF15에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 심장 섬유화 및 비대에 관여하는 전사 조절 인자입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다. 심장 및 신장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLF15 Rabbit pAb
비고/별칭	KKLF; KLF15
종	인간
GeneID (Human)	28999
GeneID	28999
면역원	인간 KLF15 (NP_054798.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UIH9
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백