

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Klf15 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Uih9

품목 번호: CM0018078



소개

인간 KLF15(Krueppel-like factor 15)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 전사 조절, 심장 섬유화, 그리고 포도상세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLF15 Rabbit pAb
비고/별칭	KKLF; KLF15
종	인간
GeneID (인간)	28999
GeneID	28999
면역원	인간 KLF15의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_054798.1).
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UIH9
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백