

Wb, Elisa용 Anti-Klf4 토끼 다클로널 항체 - O43474

품목 번호: CM0023907



소개

인간 KLF4를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절, 줄기세포 유지, 상피 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLF4 Rabbit pAb
비고/별칭	EZF; GKLF; KLF4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9314
유전자 ID	9314
면역원(Immunogen)	인간 KLF4 (NP_004226.3)의 아미노산 180-479에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O43474
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스백