

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Klf4 토끼 다클론 항체 - Q60793

품목 번호: CM0031005



소개

KLF4 전사인자를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 파라핀 포르말린 고정 조직 면역조직화학염색 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 기원의 단백질을 검출하며 줄기세포, 상피 생물학 및 발생 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLF4 토끼 pAb
비고/별칭	EZF; Zie; Gklf
종	마우스
GeneID (인간)	9314
GeneID	16600
면역원	마우스 KLF4(NP_034767.2)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q60793
단백질 분자량	52 kDa
배송 방법	아이스 팩