

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Klf4 토끼 다클론 항체 - O43474

품목 번호: CM0030968



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 검증된 토끼 항-KLF4 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 발생생물학, 줄기세포 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLF4 토끼 pAb
비고/별칭	EZF; GKLF; KLF4
종	사람
유전자 ID (사람)	9314
유전자 ID	9314
면역원	KLF4 (NP_001300981.1)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O43474
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백