

Anti-Klf5 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q13887

품목 번호: CM0029857



소개

Krueppel 유사 인자 5 (KLF5)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람 및 생쥐 KLF5를 검출합니다. 면역원은 N-말단 영역(아미노산 1-250)에 해당합니다. 전사인자 연구에 적합합니다. 유니프룻 접근번호 Q13887입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	KLF5 토끼 pAb
비고/별칭	CKLF, IKLF, BTEB2, KLF5
종	사람
유전자 ID (사람)	688
면역원	사람 KLF5 (NP_001721.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함한 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q13887
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스팩