

Wb, Elisa용 Anti-Klf7 폴리클로날 항체 - O75840

품목 번호: CM0027937

소개

CamelBio는 WB 및 ELISA에서 검증된 KLF7 폴리클로날 항체(토끼)를 제공합니다. 신경 발달, 대사 및 지방 생성에 관여하는 전사 인자인 인간 및 마우스 KLF7을 검출합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값               |
|-------------|-----------------|
| 제품명         | KLF7 Rabbit pAb |
| 비고/별칭       | UKLF; KLF7      |
| 종           | 인간              |
| 유전자 ID (인간) | 8609            |
| 유전자 ID      | 8609            |
| 면역원         | 재조합 단백질         |
| 원산지         | 토끼              |
| 범주          | 폴리클로날 항체        |
| 적용 분야       | WB, ELISA       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스         |
| SWISS       | O75840          |
| 단백질 분자량     | 33kDa           |
| 배송          | 아이스백            |