

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Klf8 토끼 다클로날 항체 - O95600

품목 번호: CM0023084

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 재조합 KLF8 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 전사 조절, 세포 주기 진행 및 KLF8 관련 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLF8 Rabbit pAb
비고/별칭	BKLF3; ZNF741; KLF8
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11279
유전자 ID	11279
면역원(Immunogen)	인간 KLF8 (NP_009181.2)의 아미노산 210-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95600
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)