


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Klhdc2 다클론 항체 - Q9Y2U9

품목 번호: CM0016177



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 KLHDC2 토끼 다클론 항체. 단백질 품질 관리에 관여하는 CRL2 E3 유비퀴틴 리가제의 기질 인식 구성 요소인 인간 및 생쥐 KLHDC2를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	KLHDC2 토끼 pAb
비고/별칭	LCP; HCLP1; HCLP-1; KLHDC2
종	인간
유전자 ID (인간)	23588
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9Y2U9
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스 팩