

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Klhdc3 다클론 항체 - Q9Bq90

품목 번호: CM0017227



소개

인간 KLHDC3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. CRL2 유비퀴틴 리가아제, C-말단 테그론 경로 및 감수분열 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KLHDC3 토끼 pAb
비고/별칭	PEAS; dJ20C7.3; KLHDC3
종	인간
유전자ID	116138
면역원	인간 KLHDC3(NP_476502.1)의 아미노산 1-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BQ90
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스백