

Wb, Elisa용 Anti-Klh1 폴리클로날 항체 - Q9Nr64

품목 번호: CM0016107

소개

KLHL1 Rabbit pAb는 인간 Kelch-like protein 1 (KLHL1)을 타겟으로 하는 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. KLHL1은 뇌 세포의 액틴 골격체 조직에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLHL1 Rabbit pAb
비고/별칭	MRP2; KLHL1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	57626
GeneID	57626
면역원(Immunogen)	인간 KLHL1 (NP_065917.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NR64
단백질 분자량(Protein Weight)	83kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)