

Wb 및 Elisa용 Anti-Klhl11 토끼 다클로날 항체 - Q9Nvr0

품목 번호: CM0021481



소개

사람 KLHL11(Kelch-like protein 11), cullin-RING E3 유비퀴틴 리가제 구성 요소를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체; 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합; 마우스 및 랫트와 교차 반응함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLHL11 Rabbit pAb
비고/별칭	KLHL11
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	55175
유전자 ID	55175
면역원	사람 KLHL11 (NP_060613.1)의 아미노산 16-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NVR0
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백