

Wb, Elisa용 Anti-Klhl15 토끼 다클로날 항체 - Q96M94

품목 번호: CM0024077

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-KLHL15 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. CUL3 E3 유비퀴틴 리가제의 기질 특성적 어댑터인 KLHL15를 표적하며, DNA 손상 복구 및 PP2A 조절에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLHL15 Rabbit pAb
비고/별칭	XLID103; HEL-S-305; KLHL15
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	80311 (Human)
항원(Immunogen)	인간 KLHL15 (NP_085127.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96M94
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)