

Wb, Elisa용 Anti-Klhl3 폴리클로날 항체 - Q9Uh77

품목 번호: CM0013961



소개

사람 및 마 주스 샘플에서 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 KLHL3 토끼 폴리클로날 항체입니다. 신장 이온 수송, WNN 키나아제 분해, 및 유비퀴틴화 경로를 조사하십시오. 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLHL3 Rabbit pAb
비고/별칭	PHA2D; KLHL3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	26249
유전자 ID	26249
면역원(Immunogen)	사람 KLHL3 (NP_059111.2)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UH77
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)