

Ihc-P, Elisa용 Anti-Klhl42 토끼 다클론 항체 - Q9P2K6

품목 번호: CM0017071

소개

IHC-P 및 ELISA 용도로 검증된 Anti-KLHL42(Ctb9, KLHDC5) 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 마우스와 반응하며, E3 유비퀴틴 연결효소 복합체와 유사분열 진행에 관여하는 Kelch 유사 단백질 42를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLHL42 토끼 pAb
비고/별칭	Ctb9; KLHDC5; KLHL42
종	사람
GeneID(사람)	57542
GeneID	57542
면역원	재조합 단백질/사람 KLHL42(NP_065833.1)의 아미노산 206-505에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9P2K6
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백