

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Klhl8 폴리클론항체 - Q9P2G9

품목 번호: CM0016238

소개

KLHL8 Rabbit pAb: 인간 KLHL8에 대해 토끼에서 생산된 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. E3 유비퀴틴 리가아제 및 RAPSN 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLHL8 Rabbit pAb
비고/별칭	KLHL8
종	인간
GeneID (인간)	57563
GeneID	57563
면역원	인간 KLHL8 (NP_065854.3)의 아미노산 271-620 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P2G9
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백