

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Klk1 폴리클로날 항체 - P06870

품목 번호: CM0022987



소개

인간 KLK1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 KLK1을 검출합니다. 키니노겐 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLK1 Rabbit pAb
비고/별칭	hK1; KLKR; Klk6; KLK1
종	인간
GeneID (인간)	3816
GeneID	3816
면역원	인간 KLK1 (NP_002248.1)의 아미노산 25-262에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06870
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백