

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Klk11 폴리클로날 항체 - Q9Ubx7

품목 번호: CM0026886

소개

인간 KLK11 (칼리크레인-11, 히포스타신)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 단백질 분해 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLK11 Rabbit pAb
비고/별칭	TLSP; PRSS20; KLK11
종	인간(Human)
GeneID (인간)	11012
GeneID	11012
면역원	제조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UBX7
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)