

Wb, Elisa용 항Klk15 토끼 다클론 항체 - Q9H2R5

품목 번호: CM0024072

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 KLK15 토끼 다클론 항체입니다. 인간 KLK15을 검출하며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 프로테아제 연구 및 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLK15 토끼 pAb
비고/별칭	ACO; HSRNASPH; KLK15
종	인간
유전자ID	55554
면역원	인간 KLK15(NP_059979.2)의 아미노산 80-180번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9H2R5
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백