

Wb용 Anti-Klk3 토끼 다클로날 항체 - P07288

품목 번호: CM0022867



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 토끼 다클로날 anti-KLK3 (PSA) 항체입니다. 인간 및 마우스 전립선 특이 항원과 반응합니다. 전립선암 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLK3 Rabbit pAb
비고/별칭	APS; PSA; hK3; KLK2A1; KLK3
종(Species)	Human
GeneID (인간)	354
GeneID	354
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 KLK3 (NP_001639.1)의 아미노산 30-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P07288
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)