

Wb, Elisa용 Anti-Klk6 토끼 다클론 항체 - Q92876

품목 번호: CM0015958



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 인간 Kallikrein-6(KLK6, neurosin, PRSS9)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 KLK6를 검출합니다. 신경퇴행성 질환, 암 침윤 및 프로테아제 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLK6 토끼 pAb
비고/별칭	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
종	인간
GeneID(인간)	5653
GeneID	5653
면역원	합성 펩타이드, 인간 KLK6(NP_002765.1)의 아미노산 100번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92876
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩