


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Klkb1 토끼 다클로날 항체 - P03952

품목 번호: CM0029526



소개

인간 KLKB1(혈장 칼리크레인)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 확인하며 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 응고, 브래디키닌 및 레닌-안지오텐신 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLKB1 Rabbit pAb
비고/별칭	PKK; PPK; KLK3; PKKD; KLKB1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3818
유전자 ID	3818
면역원	인간 KLKB1 (NP_000883.2)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P03952
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백