

Wb 및 Elisa용 Anti-Klotho 폴리클로날 항체 - Q9Uef7

품목 번호: CM0018685



소개

KL Rabbit pAb는 WB 및 ELISA를 통해 인간, 마우스 및 랫트의 Klotho를 검출합니다. 노화 방지, 인산 항상성 및 FGF23 신호 전달 연구에 적합합니다. 재조합 면역원을 사용하여 특이적 검출을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KL Rabbit pAb
비고/별칭	KLA; HFTC3; KL
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9365
GeneID	9365
면역원(Immunogen)	인간 KL (NP_004786.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UEF7
단백질 분자량	116kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)