

Wb, Elisa용 항-Klrc1 다클론 항체 - P26715

품목 번호: CM0016832



소개

KLRC1 토끼 pAb (P26715)는 WB, ELISA에서 검증되었습니다. NK 세포와 T 세포에 존재하는 면역 억제 수용체인 인간 NKG2-A/NKG2-B를 인식합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 면역종양학 및 면역 체크포인트 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLRC1 토끼 pAb
비고/별칭	NKG2; NKG2A; CD159A; KLRC1
종	인간
유전자 ID (인간)	3821
유전자 ID	3821
면역원	제조업 단백질 (인간 KLRC1 (NP_015567.1)의 아미노산 96-215에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질)
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P26715
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스백