

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Klrc4 토끼 다클로날 항체 - O43908

품목 번호: CM0016794

소개

인간 KLRC4 (NKG2F)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 NKG2-F 단백질을 검출합니다. NK 세포 수용체 및 MHC 클래스 I 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLRC4 Rabbit pAb
비고/별칭	NKG2F; NKG2-F; KLRC4
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	8302
유전자 ID	8302
면역원(Immunogen)	인간 KLRC4 (NP_038459.1)의 아미노산 1-55에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O43908
단백질 크기	18kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)