

Wb, Elisa용 Anti-Klrd1 (Cd94) 토끼 다클론 항체 - Q13241

품목 번호: CM0015452



소개

인간 KLRD1 (CD94)에 대한 토끼 다클론 항체로, NK 세포와 T 세포의 주요 면역 수용체를 표적으로 합니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스와 랫드와 교차 반응합니다. 면역종양학 및 감염성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLRD1 토끼 pAb
비고/별칭	CD94; KLRD1
종	인간
GeneID (인간)	3824
GeneID	3824
면역원	인간 KLRD1 (NP_002253.2)의 아미노산 32-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13241
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백