

Wb 및 Elisa용 Anti-Klrd1 다클론 항체 - Q13241

품목 번호: CM0022647



소개

인간 KLRD1(CD94)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 인간과 마우스에 대한 교차 반응성을 보입니다. NK 세포 수용체 생물학 및 면역 체크포인트 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLRD1 토끼 pAb
비고/별칭	CD94; KLRD1
종	인간
유전자 ID (인간)	3824
유전자 ID	3824
면역원	인간 KLRD1(NP_002253.2)의 32-179번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13241
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩