

Wb, Elisa용 항-Klrk1 다클론 항체 - P26718

품목 번호: CM0028341



소개

인간 KLRK1/NKG2-D(SWISS: P26718)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 시료에서 NKG2-D를 검출하며, 면역 감시 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLRK1 토끼 pAb
비고/별칭	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
종	인간
유전자 ID (인간)	22914
면역원	인간 KLRK1 (NP_031386.2)의 아미노산 77-216에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P26718
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스 팩