

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Klrk1 토끼 다클론 항체 - P26718

품목 번호: CM0018331



소개

인간 KLRK1(NKG2D)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. NK 세포 매개 면역 감시 및 면역 관문 연구에 이상적입니다. 아이스팩과 함께 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLRK1 토끼 pAb
비고/별칭	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
종	인간
유전자 ID(인간)	22914
유전자 ID	22914
면역원	인간 KLRK1(NP_031386.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P26718
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩