

Anti-Kmt1B / Suv39H2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H5I1

품목 번호: CM0005208



소개

이질염색질 형성에 중요한 히스톤 H3K9 메틸전이효소인 인간 KMT1B/SUV39H2를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 후성유전학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KMT1B / SUV39H2 Rabbit mAb
비고/별칭	KMT1B; KMT1B / SUV39H2
종	인간(Human)
유전자 ID	79723 (인간)
면역원	인간 KMT1B/SUV39H2의 아미노산 311-410에 해당하는 합성 펩타이드 (UniProt: Q9H5I1)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9H5I1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩