


Wb 및 Elisa용 Anti-Kmt2A 다클론 항체(Ko 검증 완료) - Q03164

품목 번호: CM0015807



소개

인간 KMT2A(MLL, HRX)에 대한 토끼 다클론 항체. KO 검증 완료. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 표적 분자량 432kDa. 후성유전학 및 백혈병 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] KMT2A 토끼 pAb
비고/별칭	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; 2A
종	인간
유전자 ID(인간)	4297
유전자 ID	4297
면역원	인간 KMT2A(NP_005924.2)의 아미노산 752-949에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q03164
단백질 분자량	432kDa
배송	아이스팩